

KOTIMAINEN laadukas 2-tasoinen CE-merkitty, leikkaussalikäyttöön suunniteltu instrumenttipöytä jossa, portaattoman korkeussäädön avulla huomioidaan erityisesti Instrumenttihoitajien **TYÖERGONOMIA!** Pöytään on omat mallisuojatut, helppokäyttöiset peittelyliinat, jotka mahdollistavat myös ylätasoa alapinnan- sekä työtason välin takaosan suojaamisen.

Tuotenumerot: ERGO 120 120 x 70 cm. > Steriili peittelyliina 418-HDE-S (10 kpl / pak.)

Tuotenumerot: ERGO 150 150 x 70 cm. > Steriili peittelyliina 419-HDE-S (10 kpl / pak.)



Instrumenttipöytä on hyväksytysti läpikäynyt CE-merkinnän edellyttämät kuormitustestit, joissa pöytää kuormitetaan huomattavasti normaalissa leikkaussalikäytössä olevia kuormia suuremmilla tasokohtaisilla painoilla / rasituksilla. Suurimmat sallitut tasokohtaiset kuormitusrajat ovat selvästi merkittyinä ao. tasojen takareunoihin.

Instrumenttipöydän valmistuksessa käytetään ainoastaan korkealaatuisia leikkaussalikäyttöön tarkoitettuja materiaaleja sekä komponentteja kuten Linak nostopilarit, akku, johdinsarjat sekä säätöpainike. Pöydät valmistetaan Suomessa ja myös ruostumaton teräs on Suomessa valmistettua. Kaikki osat kestävät ao. käyttöolosuhteissa käytettäviä pintapuhdistuskemikaaleja. Laadukkaiden pyörien ansiosta pöytä on kevyesti liikuteltava.