

- Tiukka talous
- Pienet resurssit

Painehaavat

Levabon tuotevalikoima sisältää ilmatäytteisiä yhden potilaan käyttöön tarkoitettuja tyynyjä

- Hygieeninen
- Mukava
- Helppo
- Taloudellinen

LEVBO[®]
medico cushions



Painehaavatyynyt kantapäälle ja jalalle

heel^{up}®

Nimi	Koko, cm:	Tuotenro	Määrä	Käyttö	Tyynyn kuvaus
Heel up - Short	18 x 32 x 25	70001	12 pcs		Kantasuoja liikkuville ja istuville käyttäjille, tyypillisesti pyörätuolipotilaille. Voidaan käyttää sekä painehaavojen ehkäisyyn että hoitoon.
Heel up - Medium	18 x 39 x 25	70007	12 pcs		Kantasuoja, joka sopii sekä painehaavojen ehkäisyyn että hoitoon. Sopii lyhytjalkaisille potilaille. Sopii erityisesti vuodepotilaille. Tukee jalkaterän etuosaa ja vähentää jalan tippumisen riskiä.
Heel up - Long	18 x 48 x 25	70002	12 pcs		Kantasuoja, joka sopii sekä painehaavojen ehkäisyyn että hoitoon. Sopii erityisesti vuodepotilaille. Tukee jalkaterän etuosaa ja vähentää jalan tippumisen riskiä.
Heel up - Max	18 x 50 x 30	70018	12 pcs		Kantasuoja, joka sopii sekä painehaavojen ehkäisyyn että hoitoon. Sopii erityisesti vuodepotilaille ja pitkäjalkaisille käyttäjille. Lisäilmakammio jalan alla tukee erityisen hyvin jalkaterän etuosaa.

all^{up}®

All up - Multi Small	50 x 25 x 8	70003	12 pcs		Asentotyyppi, jossa on 2 kennoa. Monikäyttöinen. Voidaan käyttää sekä makuu- että istuma-asennossa. (Jalkojen välissä, selässä, antaa hyvän tuen käsivarsille ja polvien välissä).
All up - Multi Medium	50 x 27 x 8	70004	12 pcs		Asentotyyppi, jossa on 3 kennoa. Monikäyttöinen. Sopii erityisesti käytettäväksi makuuasennossa (jalkojen välissä, selässä). Voidaan käyttää tukena jalkojen alla.
All up - Multi Large	50 x 50 x 8	70005	12 pcs		Asentotyyppi, jossa on 4 kennoa. Monikäyttöinen. Voidaan taittaa/rullata kasaan. (Voidaan laittaa jalan tai käsivarren alle, mukana tarranauha).
All up - Multi Max	50 x 50 x 20	70012	6 pcs		Asentotyyppi, joka sopii erityisesti lonkka-murtumapotilaille ja kun alaraajoja täytyy kohottaa sydämen yläpuolelle.
All up - Wing	50 x 85 x 8	70006	6 pcs		Painehaavatyyny alaraajoille, sopii erityisesti vuodepotilaille. Tyyny on helppo kiinnittää patjaan.

Lisätarvikkeet

Nimi	Koko, cm:	Tuotenro
Heel up - Täyte X 10	35 x 50	76008
All up - Päällinen Medium X 5	50 x 50	76012
All up - Päällinen Large X 5	50 x 100	76013



Palkinnot


Levabolle myönnettiin The Innovation Elder Care Award 2015 -palkinto (Innovationspreis Altenpflege 2015) Heel up -tuotesarjasta Saksan suurimmassa vanhustenhoitokongressissa.

Tuomaristo korosti erityisesti sitä, kuinka helppokäyttöisiä tuotteet ovat, koska Stop Up -ilmaisina takaa tyynyn oikean täyttämisen ilman, että siihen vaadittaisiin laajaa koulutusta.

Lisäksi tuotteet saivat kehuja pienestä koostaan, joka ei vie turhaa säilytystilaa ja jonka ansiosta tynnyjä on helppo kuljettaa potilaille, mikä on etu erityisesti kotihoidossa.



Muista helposti haavautuvat alueet.



Ensimmäiset painehaavojen merkit voivat kehittyä hyvin lyhyessä ajassa, jo 2–4 tunnissa!

Painehaavoja syntyy tyypillisesti sellaisille vartalon alueille, joissa luuta suojaa vain ohut ihokerros.

Levabon joustavan valikoiman tuotteilla potilaan asentoa voi muuttaa nopeasti ja tehokkaasti ennen painehaavojen syntymistä herkille alueille.

Painehaavatyynyt istuma-asentoon



Nimi	Koko, cm:	Tuotenumero	Määrä	Käyttö	Tyynyn kuvaus
All up - Seat	42 x 42 x 5	70008	12 pcs		Istuintyyny, erityisen tukeva. Paineen jakamiseen painehaavojen lievittämiseksi. Vakiokokoinen pyörätuoliin. Max 150 kg.
All up - Seat Large	52 x 52 x 5	70019	12 pcs		Istuintyyny, erityisen tukeva. Paineen jakamiseen painehaavojen ehkäisemiseksi ja lievittämiseksi. Erikoispitkä ja -leveä. Max 150 kg.
All up - Seat Max (bariatrisk)	52 x 62 x 5	70020	12 pcs		Istuintyyny, erityisen tukeva. Bariatrinen tyyny, käyttäjän enimmäispaino 250 kg. Paineen jakamiseen painehaavojen ehkäisemiseksi ja lievittämiseksi. Erikoispitkä ja -leveä.
All up - Seat Twin	48 x 52 x 5	70021	12 pcs		Istuintyyny, erityisen tukeva. Sopii toispuolisesti halvaantuneille, joiden asento on epävaka. Tyyny on jaettu kahtia, jotta ilmanpainetta voi säätää yksilöllisesti. Painehaavojen ehkäisyyn ja lievittämiseen. Max 150 kg.
All up - Seat Tailbone	42 x 42 x 5	70022	12 pcs		Erikoistuintyyny, erityisen tukeva. Lievittää painetta peräsuolen alueella, käyttöaihteita ovat esim. sädehoidon aiheuttamat vauriot, arka häntäluu ja kivuliaat peräpukamat. Max 150 kg.
All up - Back & Seat	27 x 45 x 5	70009	12 pcs		Istuintyyny ja selkätyyny. Voidaan käyttää molemmilla vartalon alueilla. Hyvä selän tuki, helppo tyyny istuma-asennon tukemiseen. Max 150 kg.
All up - Donut	45 x 45 x 8	70017	12 pcs		Istuintyyny, erityisen tukeva. Pyöreänmallinen, ei reikää keskellä. Jakaa paineen ihanteellisesti painehaavojen ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi. Max 150 kg.
All up - Bath	50 x 50 x 8	70013	12 pcs		Erikoistuintyyny, erityisen tukeva. Kylpy- ja suihkutuoleihin jakamaan painetta paremmin pitkäkestoisessa käytössä. Voidaan kiinnittää tuoliin teipillä. Pesun jälkeen tyyny voidaan kuivata ja sitä voidaan käyttää uudelleen. Max 150 kg.

Painehaavojen

Erikoisasentotyyny

All up - Belly	65 x 75 x 15	72023	6 pcs		Erikoisasentotyyny, jota käytetään radiologisissa tutkimuksissa nostamaan rintakehää.
All up - Kidney	50 x 20 x 20	72014	12 pcs		Erikoisasentotyyny erityisesti radiologiseen tutkimuskäyttöön munuaisten ja lantion alueen tukemiseen.

Levabo-ensiapupakkaus

pressure ulcer
dcubi kit

Tuotteillamme on todella merkitystä.

Innovatiiviset Levabo®-asentotyyny on kehitetty yhteistyössä johtavien haavahoitajien kanssa, ja ne valmistetaan Tanskassa. Tuotteilla on lukuisia etuja verrattuna perinteisiin asento-ohoitustuotteisiin.

Levabon asentotyynyjen avulla sinulla on aina tarvittava tyyny helposti saatavilla painehaavojen tehokasta ehkäisyä varten. Tuotteet ovat yhden potilaan käyttöön tarkoitettuja, ilmatäytteisiä tyynyjä, jotka voidaan heittää pois käytön jälkeen. Tuotteet vievät vain vähän tilaa, mikä säästää säilytystilaa ja lisäksi helpottaa Levabo-ensiapupakkauksen kuljettamista.

Näitä etuja arvostetaan erityisesti kotihoidossa. Kotisairaanhoidajana voit Levabon tuotteilla aloittaa painehaavojen ehkäisevän hoidon jo varhaisessa vaiheessa tehokkaammin, helpommin ja edullisemmin kuin perinteisiä asentotyynyjä käyttäen. Kotisairaanhoidaja voi heti painehaavaepäilyn yhteydessä asettaa potilaan parempaan asentoon, millä vältetään potilaan tarpeettomat kivut ja säästetään mahdollisia terveydenhoitokustannuksia.

Tuotteet ovat monikäyttöisiä, joten ne sopivat erinomaisesti käytettäväksi monissa eri asennoissa. Käyttö yhdellä potilaalla takaa hygieenisuuden.



Nimi	Koko, cm:	Tuotenro
dcubi kit bags	40 x 31 x 15	76007









ehkäisy ja hoito

Lisätarvikkeet



Nimi	Koko, cm:	Tuotenro
All up - Seat Päällinen X 5	42 x 42 x 5	76009
All up - Seat Large Päällinen X 5	52 x 52 x 5	76010
All up - Sheet Medium X 5	50 x 50	76012
All up - Sheet Large X 5	50 x 100	76013

Painehaavatyynyt vartalolle ja käsivarsille

Nimi	Koko, cm:	Tuotenro	Määrä	Käyttö	Tyynyn kuvaus
All up - Multi Small 	50 x 25 x 8	70003	12 pcs		Asentotyyntä, jossa on 2 kennoa. Monikäyttöinen. Voidaan käyttää sekä makuu- että istuma-asennossa. (Jalkojen välissä, selässä, antaa hyvän tuen käsivarsille ja polvien välissä).
All up - Multi Medium 	50 x 27 x 8	70004	12 pcs		Asentotyyntä, jossa on 3 kennoa. Monikäyttöinen. Sopii erityisesti käytettäväksi makuuasennossa (jalkojen välissä, selässä, antaa hyvän tuen jalkojen alla).
All up - Multi Large 	50 x 50 x 8	70005	12 pcs		Asentotyyntä, jossa on 4 kennoa. Monikäyttöinen. Voidaan taittaa/rullata kasaan. (Voidaan laittaa jalan tai käsivarren alle, mukana tarranauha).
All up - Multi Max 	50 x 50 x 20	70012	6 pcs		Asentotyyntä, joka sopii erityisesti lonkkamurtumapotilaille ja kun alaraajoja täytyy kohottaa sydämen yläpuolelle.
All up - Universal 	50 x 50 x 8	70010	12 pcs		Asentotyyntä erityisesti selälle, ristiluulle ja häntäluulle säädettävässä sängyssä tai kylkiasennossa jalkojen välissä. Voidaan taittaa, jos korkeutta tarvitaan lisää.
All up - Universal Long 	55 x 70 x 8	70015	12 pcs		Asentotyyntä, joka sopii käytettäväksi erityisesti kylkiasennossa jalkojen välissä, pidempi malli suojaa polvia ja kehräsluuta. Voidaan taittaa puoliksi, jos korkeutta tarvitaan lisää.
All up - Universal Slim 	45 x 75 x 8	70016	12 pcs		Asentotyyntä, joka sopii käytettäväksi erityisesti kylkiasennossa jalkojen välissä, pidempi ja kapeampi malli varmistaa etäisyyden polvien välissä kylkiasennossa. Voidaan taittaa, jos korkeutta tarvitaan lisää.
All up - Head 	28 x 30 x 5	70011	12 pcs		Tyyny painehaavojen ehkäisyyn ja hoitoon korvissa ja niskassa, voidaan käyttää myös koomapotilaille.
All up - Wing 	50 x 85 x 8	70006	6 pcs		Painehaavatyyny alaraajoille, sopii erityisesti vuodepotilaille. Tyyny on helppo kiinnittää patjaan.
All up - Wedge 30 deg. 	70 x 40 x 15	70024	6 pcs		Asentotyyntä kylkiasentoon. Takaa tukevan 30°:n asennon, kiila pysyy paikoillaan potilaan alle työnnettävän siivekkeen avulla.
All up - Lap 	80 x 60 x 10	70025	6 pcs		Asentotyyntä, sirpin muotoinen. Sopii pyörätuolipotilaille käsivarsien tukemiseen.
All up - Lap Max 	80 x 60 x 20	70026	6 pcs		Asentotyyntä, sirpin muotoinen. Erittäin korkea. Sopii pyörätuolipotilaille käsivarsien tukemiseen.
All up - Arm Rest 	55 x 25 x 8	70027	12 pcs		Asentotyyntä käsivarsien tukemiseen.
All up - Elbow 	30 x 20 x 10	70028	12 pcs		Asentotyyntä kynärpäiden tukemiseen.



Levabon tuotteet
säastävät säilytystilaa.



Levabo-pumput

Levabo®-tuotteiden mukana toimitetaan
täyttämiseen tarkoitettu sovitin, joka on tiynypakkauksessa.

Lisätarvikkeet

Nimi	Koko, cm:	Tuotenro
All up - Strap X 1 (Tarranauha)	5.5 x 200	76011
All up - Päällinen Medium X 5	50 x 50	76012
All up - Päällinen Large X 5	50 x 100	76013

Nimi	Koko, cm:	Tuotenro
Käsi käyttöinen Levabo-pumppu	29 x 6 x 6	76004
Paristokäyttöinen Levabo-pumppu	26 x 5 x 5	76001
Levabo-pumppu 240 V	24 x 13 x 11	76002
Levabo-sovitinsetti X 10		76005




Aina oikea täyttö

Levabon patentoitu Stop Up -järjestelmä varmistaa, että tyyny täyttyy aina oikein. Stop Up -merkki osoittaa, milloin tyynyssä on oikea määrä ilmaa.

Katso video:

www.levabo.com



Levabo® Stop Up® -järjestelmässä on helposti ymmärrettävät kuv-
aohjeet.

- Käyttö yhdellä potilaalla takaa hygieenisyyden.
- Heel up® on suunniteltu kantapään alueen painehaavojen ehkäisyyn ja hoitoon.
- All up® on kehitetty kyynärpäiden, hartioiden, selän jne. painehaavojen ehkäisyyn ja hoitoon.
- Helppo käyttää.
- Mukava.
- Hygieeninen.
- Pehmeä, ihoystävällinen, lämpöä haihduttava ja kosteutta imevä materiaali.
- Säästää säilytystilaa.
- Toimitetaan siistissä, sinetöidyssä ja litteässä pakkauksessa, mukana täyttämiseen tarkoitettu sovitin.
- Testattu ja hyväksytty ISO 10993-10 -standardin mukaisesti (ihoärsytys ja yliherkkyys).
- Saatavilla useita kokovaihtoehtoja.

Levabo-opas


Saatavilla iPhoneille, iPadille ja Androidille



Lataa ilmainen Levabo-sovellus osoitteesta:

<http://www.levabo.dk/apps.html>

Tai skannaa QR-koodi:



LEVABO
medico cushions

Levabo ApS
Højlundsparken 49
8355 Solbjerg
Tel.: +45 20 70 09 30
info@levabo.dk
www.levabo.com

www.levabo.dk
www.facebook.com/LevaboAps



Länsitie 349
FIN-66400 Laihia, Finland
www.ossano.fi

Tel. +358 (0)6 477 19 91, GSM + 358 (0)40 767 9071.
email: kj@ossano.fi

